

 RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	MENJAGA DAN MENJAMIN KUALITAS REAGENSIA DI LABORATORIUM KLINIK RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 17 Januari 2022	No Dokumen : 445/419/SPO/RSAM/2022	No Revisi : 01 Halaman : 1/2
PENGERTIAN	Suatu cara yang dilakukan untuk menjaga dan menjamin kualitas reagen yang digunakan untuk pemeriksaan di laboratorium klinik.		
TUJUAN	Untuk memastikankualitas reagenmasihdalamkeadaanbaik.		
KEBIJAKAN	SK Dir No. 445/019/RSAM/2022 tentang Pelayanan Laboratorium Klinik Terintegrasi di RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi		
PROSEDUR	1. Reagensia yang dibuat sendiri : - Perhatikan kualitas aquadest yang digunakan untuk pengenceran. - Larutan kerja yang sifatnya tidak tahan lama dibuat secukupnya sesuai kebutuhan. - Wadah reagen diberi label yang berisi nama reagen, tanggal pembuatan dan nama petugas. - Memperhatikan prosedur penyimpanan untuk reagen tertentu, misalnya : - tidak boleh terkena cahaya matahari langsung - harus pada suhu ruangan , - harus dengan suhu dingin atau beku, dll. 2. Reagensia yang sudah jadi / komersial : - Perhatikan batas kadaluarsa reagen. - Perhatikan etiket / label wadah reagen. - Penyimpanan reagen harus mengikuti ketentuan yang berlaku untuk setiap jenis reagen - Perhatikan cara pencampuran reagen, ada reagen yang		

 RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	MENJAGA DAN MENJAMIN KUALITAS REAGENSIA DI LABORATORIUM KLINIK RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI		
	No Dokumen : 445/99/SPO/RSAM/2022	No Revisi : 01	Halaman : 2/2

	memerlukan pencampuran satu dengan yang lain saat digunakan serta cara pemakaiannya. e. Lakukan pemeriksaan bahan kontrol assayed yang telah diketahui nilainya dengan menggunakan reagen tersebut.
UNIT TERKAIT	Instalasi Laboratorium klinik