



RSUD
Dr. ACHMAD MOCHTAR
BUKITTINGGI

IDENTIFIKASI SPESIMEN

No Dokumen :

445/AQ /spo/rsam/2022

No Revisi :

01

Halaman :

1 / 2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit :

17 Januari 2022

Ditetapkan oleh

Direktur, S

Drg. Birsil, MPH

Nip. 19740227 200212 1 004

PENGERTIAN

Suatu cara yang dilakukan untuk mengidentifikasi spesimen berdasarkan permintaan pemeriksaan laboratorium klinik yang akan dilakukan.

TUJUAN

1. Untuk memastikan spesimen yang diambil sesuai dengan jenis pemeriksaan laboratorium klinik.
2. Untuk menghindari tertukarnya spesimen sewaktu melakukan pemeriksaan laboratorium klinik.

KEBIJAKAN

SK Dir No. 445/019/RSAM/2022 tentang Pelayanan Laboratorium Klinik Terintegrasi di RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi

PROSEDUR

1. Identifikasi Spesimen berdasarkan blanko permintaan pasien, dengan melihat hal berikut :
 - Identitas Pasien (Nama, Umur, jenis kelamin)
 - Asal Pasien (Ruang rawatan / Poliklinik)
 - Nomor catatan rekam medik
 - Diagnosa Pasien
 - Nama dan Tanda Tangan Dokter pengirim
 - Jenis pemeriksaan yang diminta
 - Tanggal permintaan
 - Nomor laboratorium
2. Identifikasi Spesimen berdasarkan jenis pemeriksaan yang diminta, dengan melihat wadah/tabung yang digunakan :
 - Untuk pemeriksaan Kimia darah digunakan tabung SST dengan warna tutup kuning.



RSUD
Dr. ACHMAD MOCHTAR
BUKITTINGGI

IDENTIFIKASI SPESIMEN

No Dokumen :

445/40 \spo/rsam/2022

No Revisi :

01

Halaman :

2 / 2

- Untuk pemeriksaan Hematologi digunakan tabung EDTA dengan warna tutup ungu.
- Untuk pemeriksaan Serologi digunakan tabung Serum dengan warna tutup merah.
- Untuk pemeriksaan PT/APTT digunakan tabung Sodium Citrate 3.2 % dengan warna tutup biru.
- Untuk pemeriksaan Urin digunakan wadah yang terbuat dari plastik.
- Untuk pemeriksaan Mikrobiologi Sputum digunakan wadah plastik steril.

3. Identifikasi spesimen dengan mencocokkan label wadah spesimen dengan data pasien, memuat :

- Nama pasien
- Nomor catatan rekam medik

UNIT TERKAIT

Laboratorium klinik, Rawat Inap, Rawat Jalan.